

Trichinen Untersuchung Wildschwein: Instruktion Probenentnahme und Versand

1. Entnahme von **mindestens 20 Gramm Fleisch** aus einer (oder mehrerer) der folgenden Stellen:

- a) Zwerchfellpfeiler (Muskel)
- b) Zunge (nahe Gaumen)
- c) Vorderlauf (Muskel)




Foto: kiratrade.de

2. Vakuumieren und Einschweissen der Probe



Foto: nettoshop.ch

Wichtig: Nur so ist Versand als Briefpost möglich!

3. **Alternativ:** Fleisch dicht einpacken in ein Ziploc o.ä. und **Versand als Paket**



Foto: ziploc.com

4. Bei mehreren Proben: Proben mit wasserfestem Stift nummerieren

5. Ausgefülltes Einsendeformular beilegen, ggf. nummeriert

6. Einsendeadresse:
Institut für Parasitologie
Trichinenschau
Postfach 3350
CH-3001 Bern

Bitte per **A-Post** schicken.

Befunde werden per **e-mail** (Adresse angeben auf Einsendeformular) **oder per Post** übermittelt.